

仕 様 書

案件名	0.5M EDTA(pH8.0) 外
見積書提出期限	令和7年8月6日(水) 13時まで
納入期限	令和7年9月5日(金)
納入場所	山口県警察本部(山口市滝町1番1号)

品名	規格・サイズ・材質等	数量	単位	基準品	備考
0.5M EDTA(pH8.0)	○濃度0.5M、pH8.0のEDTA溶液 ○500mL ○遺伝子工学研究用のグレード	1	本	・富士フイルム和光純薬 311-90075	相当品 可
DNA AWAY (12本セット)	○250mLボトル、12本入り ○ピペット等のプラスチック器具、実験機等のRNase、DNAを除去できること ○強酸、研磨剤を含有していないこと ○スプレータイプでなく、使用方法が簡便であること	1	セット	・アスワン 65-3785-49	相当品 可
GeneScan 600 LIZ dye Size Standard, v2.0	○3500xL Genetic Analyzer(アプライドバイオシステムズ社)適合品 ○LIZ 標識による600bpのサイズスタンダード ○3500シリーズのノーマライゼーション機能に適用可能であること ○使用期限が2026年10月以降であること	3	箱	・アプライドバイオシステムズ 4408399	相当品 不可
Hi-Di Formamide	○3500xL Genetic Analyzer(アプライドバイオシステムズ社)適合品であること ○容量25mL ○使用期限が2027年4月以降であること	5	本	・アプライドバイオシステムズ 4311320	相当品 不可
ローバインディングフィルターチップ(10μL、ロング)	○全長4.8cm程度、容量10μL、96本×10個/トレイ、ポリプロピレン製 ○ヒンジ式ラックであること ○GILSON製ピペットマン、ニチヨー製NichipetEX等のシングルピペットに適合すること ○ヒトDNAフリー、スクリーザフリー ○オートクレーブ可能 ○10ミクロン疎水性多孔質フィルターにより汚染防止が可能なこと	5	トレイ	・イナ・オプティカ 1173-965	相当品 可
詰め替え滅菌ローバインディングフィルターチップ(1000μL)	○全長8.9cm程度、容量1000μL、96本×8個/トレイ、ポリプロピレン製 ○ヒンジ式ラック(Labcon イクリプス詰め替え専用空ラック)に詰め替えできること ○GILSON製ピペットマン、ニチヨー製NichipetEX等のシングルピペットに適合すること ○ヒトDNAフリー、スクリーザフリー ○オートクレーブ可能 ○10ミクロン疎水性多孔質フィルターにより汚染防止が可能なこと ○ローバインディング性能を有している	3	トレイ	・イナ・オプティカ 1177-225	相当品 可
Cathode Buffer Container(CBC), for 3500/SeqStudio Flex	○3500xL Genetic Analyzer(アプライドバイオシステムズ社)適合品 ○コンテナ内に電気泳動用陰極バッファが入っているもの ○ICタグにより分析機器で管理できること ○使用期限が2026年6月以降であること	2	箱	・アプライドバイオシステムズ 4408256	相当品 不可
Anode Buffer Container(ABC), for 3500/SeqStudio Flex	○3500xL Genetic Analyzer(アプライドバイオシステムズ社)適合品 ○コンテナ内に電気泳動用陽極バッファが入っているもの ○ICタグにより分析機器で管理できること ○使用期限が2026年7月以降であること	2	箱	・アプライドバイオシステムズ 4393927	相当品 不可
DS-36 Matrix Standard Kit(Dye Set J6)	○3500xL Genetic Analyzer(アプライドバイオシステムズ社)適合品 ○色素が6-FAM、LIZ、NED、SID、TAZ、VICの6種であること ○使用期限が2026年4月以降であること	1	箱	・アプライドバイオシステムズ 4425042	相当品 不可