


必要な鉗子が すぐそばに

HEIWA 鉗子立て



ゴム底仕様で、鉗子を傷つけにくい安心設計です。
主要メーカーの手術ベッドに対応。サイドレールへの取り付けもスムーズです。
ステンレス製のため、オートクレーブ滅菌に対応しています。

製品名 HEIWA 鉗子立て
標準価格 オープン価格
製品内容 本 体：鉗子立て
付属品：レール固定金具



付属品：レール固定金具



本体：口径Φ70mm×深さ250mm

HEIWA 株式会社平和医療器械

本 社 〒747-0036 山口県防府市戎町2-4-37
TEL:0835-22-3658 FAX:0835-22-3678
東京営業所 〒170-0005 東京都豊島区南大塚2-33-10 7F
TEL:03-6912-2850 FAX:03-6912-2851
大阪営業所 〒569-0073 大阪府高槻市上本町6-3 松浦ビル1F
TEL:072-669-7230 FAX:072-669-7166
名古屋出張所 〒468-0052 愛知県名古屋市天白区井口1-1211-2E
TEL:052-715-8130 FAX:052-715-8114

スマホで
簡単チェック！



LINE公式アカウント
@heiwairyo